



GÉZATONE

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

BIOLIFT PLASMA

ХОЛОДНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ ДУШ


ПЛАЗМАПОРАЦИЯ

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ




РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПОРТАТИВНЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОМОЛАЖИВАЮЩИХ И КОРРЕКТИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДУША В СОЧЕТАНИИ С МИКРОТОКОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ.

ПРОЦЕДУРЫ С АППАРАТОМ BIOLIFT PLASMA ПОМОГУТ ПОДТЯНУТЬ КОЖУ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ, ПОВЫСИТЬ ТОНУС КОЖИ, СОКРАТИТЬ РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, А ТАКЖЕ УЛУЧШИТЬ СОСТОЯНИЕ КОЖИ, СКЛОННОЙ К ВОСПАЛЕНИЮ.



» ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ, МОРЩИНЫ



» ПОВЫШЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ КОЖНОГО САЛА



» ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА, НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ, «УСТАВШАЯ» КОЖА, НЕДОСТАТОК ВЛАГИ




» СКЛОННОСТЬ К ВОСПАЛЕНИЯМ, ПОСТАКНЕ, ЗАСТОЙНЫЕ ПЯТНА



» СНИЖЕНИЕ ТОНУСА, ТУРГОРА И УПРУГОСТИ КОЖИ



» РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, НЕРОВНЫЙ КОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Арт. 1301268

ХОЛОДНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ ДУШ



ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ, ТЕМПЕРАТУРА КОТОРОЙ КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ 35-40 ГРАДУСОВ, ПОЗВОЛЯЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ТРАВМИРУЮЩЕГО И ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ ОБУСЛОВЛЕН ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ АКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И СЛАБЫМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ.


МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ



МИКРОТОКИ СПОСОБСТВУЮТ ПОВЫШЕНИЮ ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ, БУДЯТ КЛЕТКИ ОТ БЕЗДЕЙСТВИЯ, ОТКРЫВАЮТСЯ МЕМБРАННЫЕ КАНАЛЫ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ НАЧИНАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ АКТИВНЫХ ИОНОВ И ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ.

ПОВЫШАЕТСЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛЕТКИ, АКТИВИЗИРУЕТСЯ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА.





ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА

ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА – ИОНИЗИРОВАННЫЙ ГАЗ, ОБЛАДАЮЩИЙ СВОЙСТВОМ ПРОВОДИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (ХОЛОДНАЯ) ПЛАЗМА ОБЛАДАЕТ НИЗКОЙ СТЕПЕНЬЮ ИОНИЗАЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ИОНИЗИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ ДОСТИГАЕТ 1%.



Твердое
тело



Жидкость



Газ



Плазма

ПЛАЗМА – ЧЕТВЕРТОЕ АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА, ИОНИЗИРОВАННЫЙ ГАЗ, ОБЛАДАЮЩИЙ СВОЙСТВОМ ПРОВОДИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ. В СОСТОЯНИИ ПЛАЗМЫ РАЗРЫВАЮТСЯ АТОМНЫЕ СВЯЗИ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ С ЭЛЕКТРОНАМИ ОБРАЗУЮТ ГАЗООБРАЗНУЮ СМЕСЬ.

ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА ОБРАЗУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГАЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА.



35 – 40°C



ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА ИМЕЕТ НИЗКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ И ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ЖИВЫМИ СИСТЕМАМИ




ПАТОГЕННЫЕ
МИКРООРГАНИЗМЫ

- РАЗРУШЕНИЕ МЕМБРАНЫ МИКРОБНЫХ КЛЕТОК
- ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
- БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ



ЗДОРОВЫЕ КЛЕТКИ


- ВРЕМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАНЫ
- АКТИВИЗАЦИЯ АНТОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ



ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДУША

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В КОРПУСЕ АППАРАТА ПРОИСХОДИТ ИОНИЗАЦИЯ МОЛЕКУЛ ГАЗА И ОБРАЗУЕТСЯ ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА.

ЭНЕРГИЯ ПЛАЗМЫ БЫСТРО РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ И ВЫЗЫВАЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МЕСТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, КОТОРОЕ ОЩУЩАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ.



ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА ПОВЫШАЕТ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КОЖИ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ КАНАЛОВ, ПО КОТОРЫМ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОНИКАЮТ В КОЖУ. ЭТО ЯВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ **ПЛАЗМАПОРАЦИЕЙ**

РЕЗУЛЬТАТЫ



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА



УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ И
ОБНОВЛЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ И
ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ



АКТИВИЗАЦИЯ
СИНТЕЗА
КОЛЛАГЕНА




СОКРАЩЕНИЕ ПОР,
НОРМАЛИЗАЦИЯ
САЛООТДЕЛЕНИЯ



БАКТЕРИЦИДНОЕ Д-Е,
ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЙ




ТОНИЗАЦИЯ И
УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ,
УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА
ЛИЦА



МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ
ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КЛЕТОК

УСКОРЕНИЕ СИНТЕЗА БЕЛКОВ И ДНК.
КЛЕТКА «ПРОСЫПАЕТСЯ»
И НАЧИНАЕТ НОРМАЛЬНО
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ.



НОРМАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ САЛЬНЫХ
ЖЕЛЕЗ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ

АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ,
ДЕТОКСИКАЦИЯ, ЛИМФОДРЕНАЖ

РЕЗУЛЬТАТЫ



ТОНИЗАЦИЯ,
УКРЕПЛЕНИЕ И
ПОДЪЯЖКА КОЖИ




КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН




УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ



КОРРЕКЦИЯ
САЛООТДЕЛЕНИЯ
СУЖЕНИЕ ПОР




УСТРАНЕНИЕ
ЗАСТОЯ И
ОТЕЧНОСТИ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



УВЛАЖНЕНИЕ
КОЖИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



РАБОТАЕТ ОТ
АККУМУЛЯТОРА



ШНУР USB
В КОМПЛЕКТЕ

Арт. 1301268

- **КОРРЕКТИРУЮЩИЙ УХОД** ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА
- СОЧЕТАЕТ **2 ВИДА ВОЗДЕЙСТВИЯ**
- ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЛОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДУША И МИКРОТОКОВ.
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
- ПРОЦЕДУРА АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНА, БЕЗБОЛЕЗНЕННА И КОМФОРТНА
- НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСКАТЬ РОЗЕТКУ: ПРИБОР **РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА**
- ПРОСТОТА **ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНОПКОЙ.
- ОСНАЩЕН СМАРТ-ТАЙМЕРОМ, ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.
- АППАРАТ **ИМЕЕТ НЕБОЛЬШОЙ ВЕС И РАЗМЕРЫ**, ЕГО МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЯ И ПОЕЗДКИ.

1

1 РЕЖИМ
РАБОТЫ



БОЛЬШАЯ
ПЛОЩАДЬ
ЭЛЕКТРОДА

2

2 ВИДА
ВОЗДЕЙСТВИЯ



УПРАВЛЕНИЕ
1
КНОПКОЙ



ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ



КОМПАКТНЫЕ
РАЗМЕРЫ




УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ



КОМФОРТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОМА





ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



СМАРТ –
ТАЙМЕР
10 МИНУТ



Арт. 1301268

- **КОМФОРТ И УДОБСТВО:** ПРОЦЕДУРА ВСЕГО 20-30 МИНУТ В ДЕНЬ.
- ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ ГЛУБОКО ПРОНИКАЮТ, ЧТО УСИЛИВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.
- ЭНЕРГИЯ ПЛАЗМЫ ЛЕГКО РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ И НЕ ОКАЗЫВАЕТ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ТОЧЕЧНОГО ДЕЙСТВИЯ.
- НЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ, ОТСУТСТВУЕТ РЕАКЦИЯ ТЕПЛОВОГО ШОКА **НЕТ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПЕРИОДА.**
- ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА И НЕБОЛЬШОЙ ВЕС: **УДОБНО** ДЕРЖАТЬ В РУКЕ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА.



КОМФОРТНАЯ
ПРОЦЕДУРА




ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ



НЕТ БОЛИ
И ТРАВМЫ




АБСОЛЮТНО
БЕЗОПАСНО



НЕТ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
КОЖИ



УДОБНО
ДЕРЖАТЬ В РУКЕ



ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР
РАБОТЫ /
ЗАРЯДА



БОКОВЫЕ
КОНТАКТНЫЕ
ПЛАСТИНЫ
С ДВУХ СТОРОН
КОРПУСА
АППАРАТА

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КЕРАМИЧЕСКОГО
ЭЛЕКТРОДА

ЗАЩИТНАЯ РАМКА ИЗ ПЛАСТИКА


КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА

КОРПУС АППАРАТА

ГНЕЗДО ДЛЯ ЗАРЯДКИ

Арт. 1301268





КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР С АППАРАТОМ **GEZATONE BIOLIFT PLASMA** ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АКТИВНАЯ КОСМЕТИКА С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ. ПОД ДЕЙСТВИЕМ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ АКТИВЫ ГЛУБОКО ПРОНИКАЮТ И ПОПАДАЮТ «ТОЧНО В ЦЕЛЬ», УСИЛИВАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА И ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ.

СЫВОРОТКА
С
КОЛЛАГЕНОМ
5%



4506006 – 50 мл

СЫВОРОТКА
«ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА»
2%



4506004 – 50 мл

СЫВОРОТОЧНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ
ЖИРНОЙ И
СМЕШАННОЙ КОЖИ
«SEBO BALANCE»



4506012KPRO –
3 мл x 5 шт.

СЫВОРОТОЧНЫЙ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КОНЦЕНТРАТ С
ПЕПТИДАМИ
«SUPERLIFT PEPTIDE»



4506014KPRO –
3 мл x 5 шт.

СЫВОРОТОЧНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КОНЦЕНТРАТ
24 ЧАСА
«HYDRO BALANCE»




4506010KPRO - 3 мл
x 5 шт.

СЫВОРОТКА С
ПЕПТИДНЫМ
КОМПЛЕКСОМ
«СИЯЮЩИЙ ЦВЕТ»



4506020K– 30 мл



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР

МАСКИ СЕРИЯ "FRUIT SILK"



4501320K – 7 штук
4501321K – 7 штук
4501322K – 7 штук
4501323K – 7 штук

МАСКИ СЕРИЯ "HOLLYWOOD STAR MASK"



4516426K – 10 штук
4516425K – 10 штук

МАСКИ СЕРИЯ "LOVELY CARE"



4516401K – 7 штук
4516402K – 7 штук
4516403K – 7 штук

МАСКИ СЕРИЯ "PLANT FERMENT NUTRITION"





4501330K – 7штук
4501331K – 7штук
4501332K – 7штук

ТРЕХФАЗНЫЕ МАСКИ



4515932K – маска
4515931K – маска

ТАКЖЕ, ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БОТАНИЧЕСКИЕ, ШЕЛКОВЫЕ И БИОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МАСКИ.




РЕЗУЛЬТАТЫ*

- ЛИЦО ВЫГЛЯДИТ ОТДОХНУВШИМ И СВЕЖИМ
- ПОВЫШАЕТСЯ ПЛОТНОСТЬ И УПРУГОСТЬ КОЖИ
- СОКРАЩАЮТСЯ РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, ВЫРАВНИВАЕТСЯ МИКРОРЕЛЬЕФ КОЖИ
- УЛУЧШАЕТСЯ ЦВЕТ ЛИЦА И ВЫРАВНИВАЕТСЯ ТОН КОЖИ
- МОРЩИНЫ СТАНОВЯТСЯ МЕНЕЕ ВЫРАЖЕННЫМИ
- УМЕНЬШАЕТСЯ РЕАКТИВНОСТЬ КОЖИ
- ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
- СНИЖАЕТСЯ ЧАСТОТА ВОСПАЛЕНИЙ, УМЕНЬШАЮТСЯ ЗАСТОЙНЫЕ ПЯТНА ПОСТАКНЕ, СОКРАЩАЕТСЯ САЛЬНЫЙ БЛЕСК
- УМЕНЬШАЕТСЯ ОТЕЧНОСТЬ
- УСКОРЯЕТСЯ ПРОЦЕСС ЗАЖИВЛЕНИЯ МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ

** Только курсовое использование дает возможность получения стойких видимых результатов*





ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ


- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ И СОСУДОВ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: ОЖОГИ, РАНЫ, ССАДИНЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОМ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ), НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ.
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>