

АППАРАТ

DERMAPEN P17

ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ
МЕЗОТЕРАПИИ

ДЕРМАПЕН модель P17



АППАРАТ DERMAPEN P17

ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ МЕЗОТЕРАПИИ С УСПЕХОМ РЕШАЕТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЦА И ТЕЛА.

ДЛИНА ИГЛ

Изменяемая длина игл
0,25 мм, 0,5 мм, 0,75
мм, 1,0 мм, 1,5 мм, 1,75
мм, 2,0 мм, 3,0 мм



СКОРОСТЬ

7000 - 9000
колебаний в минуту.
5 уровней регулировки
скорости.



ПОДАЧА ИГЛ

Автоматическая подача
игл на заданную глубину
обеспечивает
равномерную обработку.



НАСАДКИ


Стерильные одноразовые
насадки из медицинской
стали с 12 иглами.



Артикул:
424209



РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА 6 часов



ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА DERMAPEN P17

РЕАКЦИЯ КОЖИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ


ИНДУКЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

- СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА МОЛОДОГО КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА
- ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ СОСУДОВ
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ


ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА DERMAREN P17

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ


КРЕМ




ЛИПОСОМЫ



ИОНОФОРЕЗ



ФММТ



ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ МИКРОКАНАЛЫ:
УСИЛЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ В ДЕСЯТКИ РАЗ

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА DERMAPEN P17

.....


ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД		
	НАППАЖ	МИКРОНИДЛИНГ	ФММТ / DERMAPEN
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПРЕПАРАТА	✓	✓	✓
УДОБСТВО ОБРАБОТКИ ТРУДНОДОСТУПНЫХ ОБЛАСТЕЙ	✓	✓	✓
МИНИМАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ	✗	✓	✓
МИКРОТРАВМА, СТИМУЛИРУЮЩАЯ РЕГЕНЕРАЦИЮ	✓	✓	✓
МАКСИМАЛЬНО КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ	✗	✗	✓
ИЗМЕНЯЕМАЯ ДЛИНА ИГЛЫ	✗	✗	✓
РАВНОМЕРНАЯ ОБРАБОТКА ЗОНЫ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ГЛУБИНУ	✗	✗	✓
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ НЕСКОЛЬКИХ ЗОН ОДНОЙ ИГЛОЙ/ НАСАДКОЙ	✗	✗	✓
КОРОТКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД	✗	✓	✓
МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ОСЛОЖНЕНИЙ	✗	✗	✓

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА DERMAPEN P17



ТОЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Полностью исключен риск чрезмерного повреждения кожи в одной области и недостаточное воздействие в другой.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Может применяться на любом участке лица и тела, начиная с молодого возраста.



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Короткое время процедуры, позволяет обслужить максимальное число клиентов.



УДОБСТВО РАБОТЫ

Удобство работы в «труднодоступных» областях. Небольшой вес аппарата.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Возможность выбора длины игл и оптимальной скорости воздействия позволяет создавать индивидуальные программы для каждого клиента.



КОМФОРТ

Минимальные негативные ощущения, короткий реабилитационный период. Большой промежуток между сеансами.



РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА

Полностью исключается возможность задевания кожи в области обработки проводом аппарата.



ВЫГОДА

Высокая рентабельность при минимальном расходе материалов, средств и времени на процедуру.

100% ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
РЕПАРАЦИИ И ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ

АППАРАТ DERMAPEN P17



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ЛИЦО

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МОРЩИНЫ, ПТОЗ
ПИГМЕНТАЦИЯ
ПОСТАКНЕ,
РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ



ТЕЛО

РАСТЯЖКИ, ДРЯБЛОСТЬ
СНИЖЕННЫЙ ТОНУС И
ТУРГОР КОЖИ
ПИГМЕНТАЦИЯ
ЦЕЛЛЮЛИТ



ГОЛОВА

АЛОПЕЦИЯ (МУЖЧИНЫ,
ЖЕНЩИНЫ)
ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА ВОЛОС
ОСЛАБЛЕННЫЕ ВОЛОСЫ



ЭСТЕТИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ


РУБЦЫ
ШРАМЫ
СЛЕДЫ ОТ ТРАВМ И ОЖОГОВ
НА КОЖЕ ЛИЦА И ТЕЛА




АППАРАТ DERMAPEN P17



ВЫБОР ДЛИНЫ ИГЛ



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУР



АППАРАТ DERMAPEN P17

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ФММТ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОКТЕЙЛИ
MESODERM

- КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ РЕВИТАЛИЗАЦИИ КОЖИ ЛИЦА
- КОКТЕЙЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 2% И КОЛЛАГЕНОМ
- КОКТЕЙЛЬ АНТИ-ЭЙДЖ с DMAE и АРГИРЕЛИНОМ
- КОКТЕЙЛЬ ПОЛИРЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ + ГК 0,3 мг/мл
- КОКТЕЙЛЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ ПРОТИВ РАСТЯЖЕК И ДРЯБЛОСТИ
- ПЕПТИДНЫЙ РЕКОНСТРУИРУЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ “MESOAGE”
- ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС “MESOHAIRS”
- ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ “MESOEYES”

АППАРАТ DERMAPEN P17

.....

РЕЗУЛЬТАТЫ


- СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС
- ЗАМЕДЛЕНИЕ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ

- УМЕНЬШЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
- ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ

- УМЕНЬШЕНИЕ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОСТАКНЕ
- СУЖЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР
- ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА

- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА, ТУРГОРА КОЖИ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

- КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ И ШРАМОВ



- УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- ПОДТЯЖКА И ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ
- ЛИФТИНГ

- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ТОНА КОЖИ.
- ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ

- ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНТУРОВ ОВАЛА ЛИЦА

- КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ САЛООТДЕЛЕНИЯ

- КОРРЕКЦИЯ СТРИЙ.
- ПОДТЯЖКА И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ ТЕЛА

АППАРАТ DERMAPEN P17

.....

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА 6 часов

ДЛИНА ИГЛ

Изменяемая длина игл
0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм,
1,0 мм, 1,5 мм, 1,75 мм, 2,0
мм, 3,0 мм



СКОРОСТЬ

7000 - 9000 колебаний в
минуту. 5 уровней
регулировки скорости.



НАСАДКИ

В комплекте 2 насадки из
медицинской стали с 12
иглами.



БЛОК ПИТАНИЯ

АС 220В, 50 Гц / DC 5В, 1А



Артикул:
424209



ВРЕМЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ 4 часа



ВЕС С УПАКОВКОЙ 420 грамм

О КОМПАНИИ

Производственные цеха общей площадью более 5000 квадратных метров используют новейшие технологические достижения.

ПРОДУКЦИЯ MESODERM

.....

Испанская компания Mesoderm производит медицинские препараты, пищевые добавки, косметические препараты, продукты для эстетической медицины.



ПРЕИМУЩЕСТВА MESODERM

.....

- Фармацевтический стандарт производимой продукции
- Использование сырья высочайшего качества
- Строгий контроль на всех этапах производства
- Доказанная высокая эффективность
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции
- Высокая экономическая конкурентоспособность



ГАРАНТ ВАШЕГО УСПЕШНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ В КРАСИВОМ БИЗНЕСЕ



Москва, Олонецкий проезд, д.4 к.2



+ 7 (495) 565-38-74

для регионов РФ

8 (800) 775-82-76 (звонок бесплатный)



www.smartbuy.ru