

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ: МИКРОТОКИ, ГАЛЬВАНИКА, ТЕПЛО-ХОЛОД

BIOLIFT 840

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИ КОМБАЙН ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОЦЕДУРАХ ОМОЛОЖЕНИЯ, ДЕТОКС, ЛИФТИНГА, НЕХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ОВАЛА ЛИЦА, ТЕРАПИИ СЕБОРЕИ И АКНЕ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ. ОСНАЩЕН КОМПЛЕКТОМ ЭЛЕКТРОДОВ МИКРОТОКОВЫМИ ПЕРЧАТКАМИ, МОДУЛЕМ ТЕПЛО-ХОЛОД. УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ТАЙМЕРОМ 90 МИНУТ. СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ.



1301311

Размеры аппарата (ДхШхВ)
400x250x120 ±2 мм

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
ГАЛЬВАНИКА
РАЗОГРЕВ 35-55° С
ОХЛАЖДЕНИЕ 5-20° С

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦА: ЛИФТИНГ, ЛИМФОДРЕНАЖ, ДЕПИГМЕНТАЦИЯ, УВЛАЖНЕНИЕ, КОРРЕКЦИЯ САЛОТДЕЛЕНИЯ, ОМОЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ: ЛИФТИНГ, КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН, ОТЕКОВ, "МЕШКОВ" И ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА: ЛИФТИНГ, ЛИМФОДРЕНАЖ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 230V/50Hz

Форма выходного сигнала в режиме Galvanic:

Однополярные импульсы с частотой 100 Гц, длительность импульсов от 5 мкс до 40 мкс

Форма выходного сигнала в режиме BIO

Однополярные импульсы с частотой 100 Гц, от 5 мкс до 40 мкс, длительность пачек импульсов 0.5 сек, период 1 сек.

Температура нагрева "Тепло/Холод" 35-55° С

Форма выходного сигнала в режиме Galvanic + MODE (AC)

Биполярные импульсы с частотой 100 Гц, длительность импульсы от 5 мкс до 40 мкс

Форма выходного сигнала в режиме BIO + MODE (AC)

Биполярные импульсы с частотой 100 Гц, длительность от 5 мкс до 40 мкс, длительность пачек импульсов 0.5 сек, период 1 сек.

Максимальная амплитуда выходного напряжения 50 В

Максимальная амплитуда выходного тока в импульсе 30 Ма

Температура охлаждения манипулы "Тепло/Холод" 5-20° С

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

Гель для RF-лифтинга и микротоков с коллагеном и пептидным комплексом, 460 мл
TIME REVERSE



арт. 490020

Кислородный гель с Морским коллагеном, 460 мл
TIME REVERSE



арт. 490023

Гель для микротоков, лифтинг и омоложение, 300 мл,
TIME REVERSE



арт. 490025