

АППАРАТ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ И ЛИМФОДРЕНАЖА PRESSO - X

с функцией прогрева и EMS

АППАРАТ С МЕД.РЕГИСТРАЦИОННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ
СОЧЕТАЕТ ФУНКЦИИ ПРЕССОМАССАЖА, ИНФРАКРАСНОГО ПРОГРЕВА И МИОСТИМУЛЯЦИИ, ПОЗВОЛЯЕТ СОСТАВЛЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ.
ПРЕССОТЕРАПИЮ И ИК ПРОГРЕВ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВМЕСТНО И ПО ОТДЕЛЬНОСТИ НА ЛЮБОЙ ЧАСТИ ТЕЛА.



1301255M

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



ПРЕССОТЕРАПИЯ:
4 РЕЖИМА,
10 ЗОН
7 ПНЕВМОПОДУШЕК



ЭМС
5 ПАР ЭЛЕКТРОДОВ,
РЕМНИ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ



ИК ПРОГРЕВ: ВЫБОР
ТЕМПЕРАТУРНОГО
РЕЖИМА
ДЛЯ КАЖДОЙ ЗОНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания АС 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 350 Вт
Костюм: 10 зон, 7 пневмоподушек
Максимальный обхват элемента талии 116 см
Максимальный обхват элементов бедер 86 см
Максимальный обхват элементов рук 60 см

Давление в режиме прессомассажа: до 0,2 МПа
Диапазон температур (функция прогрева): 35-65° С
В режиме ЭМС
Выходное напряжение: не более 150 В
Выходной ток в импульсе: не более 70 Ма
Длительность импульсов: не более 250 мкс
Частота выходных импульсов: 125 Гц

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ «БОДИ ЛИФТ
АКТИВ»



4501429APROR – 630 мл
4501430AR – 250 мл

ГЕЛЬ
С ИКРОЙ И КОЛЛАГЕНОМ



4501425APROR – 630 мл
4501426AR – 250 мл

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ
"ЦЕЛЛЮГЕЛЬ"



4501818К – 200 мл