


## АППАРАТ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ И ЛИМФОДРЕНАЖА PRESSO - X

### с функцией прогрева и EMS

АППАРАТ С МЕД.РЕГИСТРАЦИОННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ

СОЧЕТАЕТ ФУНКЦИИ ПРЕССОМАССАЖА, ИНФРАКРАСНОГО ПРОГРЕВА И МИОСТИМУЛЯЦИИ, ПОЗВОЛЯЕТ СОСТАВЛЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ.

ПРЕССОТЕРАПИЮ И ИК ПРОГРЕВ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВМЕСТНО И ПО ОТДЕЛЬНОСТИ НА ЛЮБОЙ ЧАСТИ ТЕЛА.



1301255M

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



**ПРЕССОТЕРАПИЯ:**  
4 РЕЖИМА,  
10 ЗОН  
7 ПНЕВМОПОДУШЕК



**ЭМС**  
5 ПАР ЭЛЕКТРОДОВ,  
РЕМНИ ДЛЯ  
КРЕПЛЕНИЯ



**ИК ПРОГРЕВ:** ВЫБОР  
ТЕМПЕРАТУРНОГО  
РЕЖИМА  
ДЛЯ КАЖДОЙ ЗОНЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания АС 220 В, 50 Гц  
Потребляемая мощность: не более 350 Вт  
**Костюм:** 10 зон, 7 пневмоподушек  
Максимальный обхват элемента талии 116 см  
Максимальный обхват элементов бедер 86 см  
Максимальный обхват элементов рук 60 см

**Давление** в режиме прессомассажа: до 0,2 МПа  
**Диапазон температур** (функция прогрева): 35-65° С  
**В режиме ЭМС**  
Выходное напряжение: не более 150 В  
Выходной ток в импульсе: не более 70 Ма  
Длительность импульсов: не более 250 мкс  
Частота выходных импульсов: 125 Гц

## АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

Флюид-обертывание для коррекции фигуры Слим Экспресс "Thalasso" 1000 мл TIME REVERSE



арт.490003

Флюид-обертывание Криоактив "Thalasso" 1000 мл TIME REVERSE



арт.490004

Гель для тела лимфодренаж-ный, 460 мл TIME REVERSE



арт.490024

Гель для миостимуляции похудение и антицеллюлит, 300 мл, TIME REVERSE



арт.490026